

T320-96

SuperFlex™

Plaque PCR « Détachable » à profil bas de 96 puits

Les attaches entre les puits sont souples ce qui permet à chacun d'entre eux de s'adapter parfaitement individuellement à son puit quel que soit le coefficient de dilatation

Pour les applications PCR et qPCR

- Compatible avec tous les instruments qui s'adaptent aux plaques à profil bas sans jupe
- Moulé à partir de polypropylène vierge
- Sans RNase, DNase, ni ADN génomique humain
- Refermable avec les bandes de bouchon PCR T321-96N ou les joints adhésifs ou thermoscellants T329-6
- Format bas de 0,2 ml



Simport



Simport
Scientific inc.


Depuis 1975

Une entreprise  familiale Canadienne

simport.com

SuperFlex™ Plaque PCR « Détachable » de 96 puits

Les plaques **SuperFlex™** offrent l'option la plus flexible, efficace et économique. Éliminez l'utilisation de ciseaux qui causent des puits perforés, endommagent les bagues d'étanchéité et pourraient entraîner des problèmes de contamination. Les puits peuvent être séparés en 8 bandes ou plus, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent. Vous n'avez plus besoin de jeter des plaques à moitié vides après avoir adopté le **SuperFlex™**.





SuperFlex™ Tapis de bouchons "Détachable"

Les bandes de tapis de bouchons ultra clair de Simport® **SuperFlex™** sont destinées aux applications PCR ou qPCR

Bouchon ultra-clair




T321-96N





SuperFlex™ Plaque PRC blanche "Détachable"

Le blanc améliore la réflexion du signal, réduit la variation et augmente la sensibilité des tests qPCR.

NO Cat.	Coleur	Qté / sac	Qté / Cs.
T320-96N	Naturel	10	100
T320-96N1S	Stérile pour les travaux de microbiologie	Emballé individuellement	10
T320-96W	Blanc pour les applications qPCR	10	100
Bouchons			
T321-96N	Ultra Clair (pour les assiettes régulières ou blanches)	10	100
T329-6	Jointes adhésifs	10	100



T321-96W



Une entreprise familiale Canadienne

2588 Bernard-Pilon
Beloil, Québec
J3G 4S5
Canada

T-450 464-1723
F-450 464-3394
info@simport.com
www.simport.com